

## Messanleitung

### Klickverschluss-Halsband:

Messen Sie den Halsumfang eng anliegend an der Stelle des Halses, an der das Halsband später sitzen soll.

Alternativ können Sie den richtigen Umfang anhand eines bereits vorhandenen, passenden Halsbandes ermitteln, so geht's:



### Zugstop-Halsband:

Hier benötigen wir zwei Maße zur richtigen Größenermittlung:

1. In der Abbildung grün: Wie beim normalen Klickverschluss-Halsband eng anliegend an der Stelle des Halses messen, an der das Halsband später sitzen soll (ergibt die geschlossene Größe des Zugstop-Halsbandes)
2. In der Abbildung blau: Eng anliegend an der dicksten Stelle des Kopfes über die Ohren messen, damit das Halsband später problemlos über den Kopf des Hundes gestreift werden kann (ergibt später die geöffnete Größe des Zugstop-Halsbandes).

Natürlich ist es immer möglich, den Zugbereich individuell größer zu gestalten, dennoch benötigen wir unbedingt bei Punkt 2 das Maß der dicksten Stelle am Kopf. Falls ein größerer Zugbereich gewünscht ist, geben Sie die zusätzlichen Zentimeter zum Punkt 2 in + xy cm an.

#### **Ein Beispiel:**

Sie messen Ihren Hund Punkt 1 mit 36 cm

Sie messen Ihren Hund Punkt 2 mit 42 cm

Sie erhalten Ihr Zugstopp-Halsband mit den Maßen

geschlossen 36,0 cm und offen 42,0 cm.

Möchten Sie nun einen größeren Zugbereich von 4 cm, geben Sie bei Punkt 2 an: 42 + 4 cm

